



v relaxmyway



# POWERBOARD 2.1



< relaxmyway

Sinds zijn oprichting in 2000, is CASADA synoniem geworden van topkwaliteit op gebied van wellness- en fitnessproducten.

CASADA-apparatuur is wereldwijd verkrijgbaar in 37 landen. Continue ontwikkeling en een innoverend design, effectief gericht op kwaliteitsverbetering, karakteriseren de Casada-producten, alsmede een betrouwbare en uitstekende kwaliteit.

## Gefeliciteerd!

Met de aankoop van dit fitnessapparaat, bewijst u dat u begaan bent met uw gezondheid!

Om optimaal te genieten van dit apparaat op lange termijn, gelieve aandachtig deze brochure te lezen en de veiligheidsvoorschriften strikt na te volgen.

Wij wensen u veel plezier met uw persoonlijke Power Board 2.1 trilplaat.

## Inhoud

4	Veiligheidsinstructies
6	Specificaties
6	Indicaties
8	Contra-indicaties
9	Uitrusting / Functies
9	Display
10	Afstandsbediening
11	Automatische programma's
11	Training - overzicht
12	Troubleshooting
12	Wegbergen / Onderhoud
12	Conformiteitsverklaring
13	Calorieteller
13	Body - Mass - Index
14	Hartslag bij rust
15	Garantievoorwaarden

# Veiligheidsinstructies



**Gelieve de volgende instructies aandachtig te lezen vóór u dit fitnessapparaat gebruikt om de juiste werking en een optimale doeltreffendheid te waarborgen. Gelieve deze handleiding bij de hand te houden!**

- Dit fitnessapparaat voldoet aan de erkende technologie principes en aan de gangbare veiligheidsvoorschriften.
- Dit apparaat is onderhoudsvrij. Eventuele noodzakelijke herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden door erkende, bevoegde technici. Misbruik, ongewenst gebruik en niet-erkende herstellingen zijn verboden om veiligheidsredenen en leiden tot garantieverlies.
- Raak de stekker nooit aan met vochtige/natte handen.
- Vermijd dat het apparaat in contact komt met water, hoge temperaturen of rechtstreekse zon.
- Indien u het apparaat voor een langere tijd op een koude plek hebt bewaard, is het wenselijk het een uur op kamertemperatuur te houden alvorens het te gebruiken.
- Indien het apparaat voor lange tijd ongebruikt blijft, trek dan de stekker uit het stopcontact om kortsluiting te vermijden.
- Gebruik nooit defecte snoeren en stekkers of losse contactdozen. Beschadigde snoeren of stekkers mogen enkel vervangen worden door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger of bevoegd personeel van de klantendienst. Indien er storingen optreden tijdens de werking van het apparaat, trek dan onmiddellijk de alimenteringsnoer uit. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan misbruik of ongepast gebruik van het apparaat.
- Kinderen onder 13 jaar zouden geen trillapparaten mogen gebruiken volgens de gangbare opinie. Er is echter geen restrictie voor een maximale leeftijdsgrens.
- Om over-training te voorkomen, mogen volgende maximale trainingstijden niet overschreden worden:

**Fitness niveau - ongetraind:**  
15 min  
1-3 trainingssessies/week

**Fitness niveau - onregelmatige training:**  
30 min  
1-4 trainingssessies/week

**Fitness niveau - athletisch/getraind:**  
45 min  
1-6 trainingssessies/week

## OPGELET!

Start altijd met een matig trainingsprogramma; dit geldt ook voor personen die regelmatig sporten of trainen: de trillingen zijn een totaal nieuwe vorm van oefeningen voor de spieren. De intensiteit van de training kan geleidelijk opgebouwd worden met hogere frequenties, meer dynamische oefeningen of kortere tussenpauzes.

- Gebruik nooit scherpe of puntige voorwerpen.
- Let steeds op een correcte lichamelijke houding om gewrichtsschade of schade aan organen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat uw hoofd of uw bovenlichaam nooit in rechtstreeks contact komen met het PowerBoard 2.1.
- Gebruik de trillplaat nooit voor medische redenen (behandeling of verlichting van aandoeningen) zonder eerst uw geneesheer te raadplegen.
- Ga nooit boven het intensiteitsniveau 10 voor oefeningen waarbij het hoofd zich dicht bij het PowerBoard 2.1 bevindt. (bijv. push-up positie, positie op uw voorarmen, zijwaartse plank enz.)! →

**WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk werden goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kunnen het recht van de gebruiker om het toestel te gebruiken nietig verklaren.

**NOTA:** Dit apparaat is getest en werd conform bevonden binnen de beperkingen van een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-Reglementering. Deze beperkingen zijn ervoor bedoeld om een behoorlijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden binnen een bepaalde installatie. Indien deze apparatuur toch schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt - wat kan worden bepaald door

# Veiligheidsinstructies

het apparaat aan en uit te zetten - wordt de gebruiker aangeraden om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangst-antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan datgene waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / TV-technicus voor hulp.

## Specificaties




<b>Amplitude:</b>	0-18 mm Bereik 1: 7 mm   Bereik 2: 12 mm   Bereik 3: 18 mm
<b>Frequentie:</b>	5,6 – 13,6 Hz
<b>Snelheid:</b>	Niveau 1 tot 20
<b>Maximaal gewicht:</b>	120 kg (met beide voeten op het apparaat)
<b>Vermogen:</b>	AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
<b>Energieverbruik:</b>	max. 250 Watt (bij normaal gebruik)
<b>Afmetingen van de verpakking</b>	85 x 50 x 20 cm
<b>Afmetingen van het apparaat:</b>	79 x 48 x 14,5 cm
<b>Gewicht:</b>	22 kg



### VS / CANADA

<b>Afmetingen van het apparaat:</b>	AC 110-120 V ~ 50/60 Hz
<b>rated power:</b>	220 Watt
<b>box dimensions:</b>	85 x 50 x 20 cm
<b>product dimensions:</b>	79 x 47 x 14,5 cm
<b>weight:</b>	22 kg

**Instructies:** Ga altijd eerst met beide voeten in het midden van de trillplaat staan om een gelijke druk op het PowerBoard 2.1 uit te oefenen, alvorens uw gewicht van daaruit naar buiten te verplaatsen.



# Indicaties

## ORTHOPEDISCHE INDICATIES

- Rugpijn wegens diverse oorzaken (verlichting van pijn door een verbeterde spierontspanning, stretching en coördinatie, en door de remming van de pijnreceptoren)
- Slechte houding (krachtopbouw en verbetering van de houding)
- Scoliose (verbeterde stabiliteit)
- Voetmisvormingen (versterking van de voetwreefspieren)
- Spierkrachtverlies na immobiliteit, ongeval, letsel (verbeterde spierwerking)
- Hypertensie van de spieren, te hoge spierspanning (verminderde spierspanning)
- Niet accute hernia (trainen van lokale spieren)
- Degeneratieve aandoeningen van de wervelkolom (pijnverlichting, stabiliteit)
- Osteoporose (verbeterde botsterkte en -massa)

## SPORTIEF- MEDISCHE INDICATIES

- Verbeteren van prestaties (spieropbouw, betere coördinatie, snelheid en flexibiliteit, parallel met een specifieke sporttraining)
- Sportblessures (Verbetering van de stofwisseling, snelle mobilisatie van het beschadigde weefsel, vroegde herneming van de training)

## NEUROLOGISCHE INDICATIES

- Spastische verlamming
- Ziekte van Parkinson (verlaagde spierspanning en tremor, een betere coördinatie en houding)
- Multiple sclerose (regulering van spierspanning, een betere houding, blaas-rectale controle, verhoogde spierfuncties)
- Beroerte (Verminderde spasticiteit, sneller kracht herwinnen, snellere mobilisatie en revalidatie)
- Paraplegie (regulering van spierspanning, training van de armspieren en ondersteunende spieren, coördinatie, ontspanning, controle van beweging en snelheid, ondersteuning voor de loopbandtraining voor onvolledige dwarslaesie, duidelijke verbetering van de prestaties en minder zijdelings onevenwicht bij het lopen)
- Klapvoet syndroom, bijv. hernia (betere motorische controle en verhoogde spierprestaties)
- Plexus parese, verlamming van armenzenuwen bijv. na motorfietsongelukken, verbeterde motorische controle en verhoogde spierprestaties en spieropbouw
- Evenwichtsstoornissen (verbeterd evenwicht en preventie tegen vallen)

# Indicaties

## INTERNE GENEESKUNDIGE INDICATIES

- Arteriële en veneuze bloedsomloopstoornissen (Perifere arteriële occlusieve aandoeningen) (Verbetering door een verbeterde bloedcirculatie en spanningsregulering van de vaatwandspieren)

## GERONTOLOGISCHE INDICATIES

- Verlies van spiermassa en -prestaties (opbouw van algemene kracht en spierkracht, verbeterde coördinatie, verhoogde spierprestaties)
- Osteoporose (aanmaken van botstof)
- Gebrek aan lichaamsbeweging (verbeterde mobiliteit door opbouw van algemene kracht en spierkracht, een betere coördinatie en evenwicht)
- Slechte houding (spieropbouw in het algemeen en van de lokale rompspieren, verbeterde houding)
- Urine-incontinentie (verbeterde urinaire en fecale incontinentie)
- Evenwichtsstoornissen (verlaagd risico op vallen door een beter evenwicht, meer kracht en sensorische-motorische prestaties met betrekking tot houding en beweging)

## UROLOGISCHE EN GYNAECOLOGISCHE INDICATIES

- Incontinentie (verbeterde blaas-rectale controle)
- Bekkenbodempzwakte (verbeterde blaas-rectale controle, verminderde rugpijn)
- Spinale en bekkeninstabiliteit na de bevalling (algemene krachtopbouw en een stabielere houding)

# Contra-indicaties

## Vooraf in het frequentiebereik van 15Hz!

- Acute trombose of hoog risico op trombose
- Zwangerschap
- Ernstige osteoporose met breuken wegens osteoporose
- Zware diabetes met ernstige circulatiestoornissen (gangreen, retina)
- Metalen en keramische implantaten van minder dan 6 maanden in de lichaamsdelen die u wilt trainen
- Recente wonden of operaties
- Stents en bypasses die minder dan 6 maanden oud zijn
- Onbehandelde hoge bloeddruk
- Ernstige hartinsufficiëntie volgens NYHA> graad I
- Recente botbreuken
- Hernia (liesbreuk)

## Mogelijke neveneffecten van vibratietraining

- Tintelingen in de spieren
- Jeuk (huid)
- Toegenomen pijn als gevolg van een te hoge trainingsintensiteit
- Tijdelijke daling van de bloeddruk
- Kortstondige hypoglykemie

## Moeten de contra-indicaties als onvoorwaardelijk beschouwd worden?


Als u te maken hebt met een van de bovenstaande contra-indicaties, betekent dat niet dat het absoluut verboden is om aan vibratietraining te doen. In dat geval raden wij u aan uw arts te raadplegen. Het vibratieplatform kan gebruikt worden als aanvulling op uw gebruikelijke therapie als dit door uw arts of een fysiotherapeut wordt aanbevolen.

# Uitrusting / Functies

Het PowerBoard 2.1 is uitgerust met een hoogwaardige, stabiele motor. Afgezien van de verschillende automatische programma's (voor meer informatie zie [2] automatische programma's), is het PowerBoard 2.1 uitgerust met een manueel keuzeprogramma dat heel gemakkelijk af te stellen is. Uw fitnessniveau heeft geen belang: ongetraind, onregelmatige of regelmatige sportbeoefenaar, topsporter... training is eenvoudig voor IEDEREEN en kan individueel afgestemd worden naar eigen behoeften. Op de digitale display van het apparaat kunt u altijd zien welk programma u gekozen hebt, de duur van de training en de intensiteit.

De transportrollers van het PowerBoard 2.1 zorgen voor een hoge mobiliteit. De rollers kunnen ook gebruikt worden als handvat. De ondersteunende rubberen voetjes garanderen een uitzonderlijke stabiliteit en zorgen voor een optimale absorbering van het geluid van het toestel.

# Display



[1] **START/STOPP** Start/Stopt het programma

[2] **MODE** Via deze knop kan u verschillende instellingen selecteren

- Manual program (individueel)
- Automatic program (vooraf ingesteld: 1 – Warm Up, 2 – Refresh, 3 – Interval)
- Time mode (1-15 minuten)

[3] **+/-** Via deze knoppen kan u de tijd regelen (1-15 minuten).

[4] **SPEED +/-** Via deze knoppen kan u de snelheid regelen in het manueel programma (Niveau 1-20).

[5] Calorieverbruik

[6] Overgebleven tijd. Indien **TIME** knippert, betekent dat dat u de Time mode geselecteerd hebt.


[7] Snelheidsniveau

[8] Geeft de geselecteerde mode aan.

- Indien **AUTO** knippert, betekent dat dat u een automatisch programma geselecteerd hebt.
- Indien **MANUAL** knippert, betekent dat dat u een manueel programma geselecteerd hebt.

[9] Geeft de hartslag weer indien gecombineerd met de polssensor.

# Afstandsbediening



## [1] ON/OFF

Zet het PowerBoard 2.1 aan of uit.

## [2] MODE

Via deze knop kan u verschillende instellingen selecteren

- Manual program (individueel)
- Automatic program (vooraf ingesteld: 1 – Warm Up, 2 – Refresh, 3 – Interval)
- Time mode (1-15 minuten)

Snelheid en tijd kunnen niet gewijzigd worden in een automatisch programma. Ze zijn voorafgaand ingesteld.

## [3] START/STOPP

Start of stopt een programma.

## [4] SPEED +/-

Regelt de snelheid in manuele mode (Niveau 1-20)

## [5] TIME (NUR IM MANUELLEN MODUS)

U kan de looptijd van een programma instellen (1-15 minuten).

# Afstandsbediening

## AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

### Warm up

Minuten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Snelheid	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	12	12	10	10	8

### Refresh

Minuten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Snelheid	6	8	10	12	14	14	12	10	12	14	16	16	10	10	8

### Interval

Minuten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Snelheid	6	8	14	8	14	8	14	8	14	8	14	8	14	8	6

# Training-overzicht

TRAINING-DVD  
BIJGESLOTEN

De aanbevolen trainingstijd met het PowerBoard 2.1 is 10 minuten, 3 maal per week. Dit volledige body plan werd opgesteld door een persoonlijke fitnesscoach en ondersteunt u bij het bereiken van uw doel. Natuurlijk kunt u altijd de duur en de intensiteit op maat instellen naargelang uw persoonlijke vorm en voorkeur. Denk eraan dat een warm-up nodig is vóór elke training en dat die op geen enkele wijze verwaarloosd mag worden. Zelfs een opwarming van 5 minuten is voldoende om uw training te starten. Er is een hele reeks oefeningen die je kunt uitvoeren met behulp van het PowerBoard 2.1. Als je nieuwe input of variëteit wenst, neem dan een kijkje online of neem contact op met uw PowerBoard 2.1 leverancier.

SPIERGROEP	OEFENINGEN				
Borstspieren	Simple press-up (Gewone push-up)	Classic press-up (Klassieke push-up)	Fly (with vibration dumbbell) (Fly (met vibratiehalter))	Dumbbell press (with vibration dumbbell) (Halter push-up (met vibratiehalter))	Static press-up (Statische push-up)
Aantal keren/Tijd	20	20	20	20	20
Rugspieren	Forearm support (Steun op voorarmen)	Cable rows (with vibration dumbbell) (Kabel-rijen (met vibratiehalter))	Cable rows with both arms (with vibration dumbbell) (Kabel-rijen met beide armen (met vibratiehalter))	Deadlift (with vibration dumbbell) (Deadlift (met vibratiehalter))	Bent arm lat pulldown
Aantal keren/Tijd	60 sec	2 x 20	20	20	(Gebogen arm lat pulldown)
Buikspieren	Leg extensions (Been extensies)	Elbow to knee (Elleboog naar knie)	Side plank (Zijwaartse plank)	Side crunch (Zijwaartse crunch)	20
Aantal keren/Tijd	20	2 x 20	2 x 15	2 x 15	
Billen	Leg raises (straight leg) (Benen raise (met gestrekte benen))	Leg raises (bent leg) (Benen raise (met gebogen benen))	Static bridge (Statische brug)	Dynamic bridge (Dynamische brug)	Static bridge
Aantal keren/Tijd	2 x 20	2 x 20	30 sec	10	
Benen en dijen	Squat (Squat)	Static lunge (Statische lunge)	Forward lunge (Voorwaartse lunge)	Standing calf raises (Staande calf raises)	(with leg raised) (Statische brug)
Aantal keren/Tijd	30 sec	2 x 30 sec	2 x 15	60 sec	
Shoulders en armen	Lateral raises (Laterale raise)	Front lifts (Voorwaartse raise)	Biceps curl (with vibration dumbbell) (Bicepsenkruel (met vibratiehalter))	Dumbbell raise (with vibration dumbbell) (Halter raise (met vibratiehalter))	(met benen raise)
Aantal keren/Tijd	15	15	20	20	2 x 15

# Troubleshooting

STORINGEN	OPLOSSING
De afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"><li>Controleer of de batterijen juist zijn geplaatst.</li><li>Vervang de batterijen</li></ul>
De display vertoont geen functies.	<ul style="list-style-type: none"><li>Controleer de aansluiting van de electriciteitskabel in het stopcontact en de aansluiting op het apparaat</li><li>Probeer het apparaat te activeren via de afstandsbediening en de schakelaar op het apparaat</li></ul>
Het apparaat vervult functies die niet werden geselecteerd (uitzondering: automatische programma's)	<ul style="list-style-type: none"><li>Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht 20 seconden. Steek de stekker weer in en schakel het apparaat weer aan. (Herstart voor storing)</li></ul>
Signaalinterferentie	<ul style="list-style-type: none"><li>Er zijn te veel storingsbronnen in de buurt om uw PowerBoard en polsensor goed te laten werken. Verander je positie en scan opnieuw op een signaal.</li></ul>

## AANDACHT!

**Elektromagnetische blokken kunnen signaalinterferentie veroorzaken. Deze kunnen optreden rond high-voltage hoogspanningsleidingen, verkeerslichten, bovenleiding voor elektrische spoorwegen, bussen en trams, televisies, automotoren, fietscomputers, sommige gemotoriseerde fitnessapparatuur, mobiele telefoons, of bij het passeren van elektrische veiligheidshelmen. Dit zal telkens resulteren in onnauwkeurige hartslagmetingen.**

Mochten er storingen zijn die niet worden verholpen door de hierboven genoemde oplossingen of moesten er zich andere problemen voordoen, neem dan contact op met uw Casada partner voor professioneel en individueel advies om uw probleem op te lossen. Uw Casada partner zal u graag helpen om eventuele storingen snel en professioneel op te lossen.

# Wegbergen / Onderhoud

Regelmatig onderhoud zal de levensduur van uw PowerBoard 2.1 verlengen en verzekert tegelijkertijd een veilige werking op lange termijn.

1. Aanbevolen opbergruimte: droge, stofvrije plaats. Gelieve de snoer altijd op te rollen.
2. Houdt vloeistoffen en open vuren uit de buurt van uw PowerBoard 2.1.
3. Reinig het apparaat met een zachte droge doek.
4. Trek de stekker altijd uit wanneer uw PowerBoard 2.1 niet in gebruik is.

# Conformiteitsverklaring

Voldoet aan de Europese normen EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

# Calorieteller

De calorieteller van het PowerBoard 2.1 is een nieuwe functie die nog meer doeltreffendheid waarborgt.

De calorie-weergave/verbruik geeft een gemiddelde standaardwaarde weer die bereikt kan worden met de aangepaste training. U zal natuurlijk veel minder calorieën gebruiken wanneer u gewoon op het PowerBoard 2.1 staat zonder te bewegen dan tijdens een gemiddelde training met matige inspanning.

De calorieteller berekent de gegevens op basis van benchmarks die afgeleid werden van een aantal sportieve activiteiten. Gemiddelde waarden, van een lichte wandeling tot snel joggen, of een normale work-out oefening met of zonder gewichten, worden berekend. De calorieberekeningsmethode is gebaseerd op het totale calorieverbruik voor dit soort sporten door een persoon die ongeveer 85 kg weegt.

Door deze specifieke berekeningsmethode kan het calorieverbruik als realistisch worden beschouwd. Het wordt berekend per seconde, zodat bij elke snelheidsverandering het aantal calorieën opnieuw wordt berekend om het exacte verbruik aan te geven.

# Body-Mass-Index

De Body Mass Index (BMI) is een maat voor de beoordeling van het gewicht van een persoon (body mass). Omdat overgewicht een algemeen groeiend probleem is, wordt de body-mass-index vooral gebruikt om daaraan verbonden risico's in beeld te brengen.

De BMI geeft de verhouding weer van lichaamsmassa t.o.v. het lichaamsoppervlak en wordt approximatief berekend door het kwadraat van de lichaamslengte. De BMI betekent derhalve slechts een ruw referentiepunt omdat het geen rekening houdt met de lichaamsbouw of het geslacht of de individuele samenstelling van iemands vet- en spierweefselgewicht.

## DE OPTIMALE BODY-MASS-INDEX (BMI) PER LEEFTIJD

Leeftijd	Optimale BMI
19-24	19-24
25-34	20-25
35-44	21-26
45-54	22-27
55-64	23-28
Ouder dan 65	24-29

$$\text{BMI} = \frac{\text{body mass (kg)}}{\text{Lichaamslengte}^2 \text{ (m)}}$$

	BMI MANNEN	BMI VROUWEN
Ondergewicht	Onder 20	Boven 19
Normaal gewicht	20-25	19-24
Overgewicht	26-30	25-30
Zwaarlijvig	31-40	31-40
Zeer zwaarlijvig	Hoger dan 40	Hoger dan 40

# Hartslag bij rust

De hartslag bij rust is een indicator van uw conditie. Hij wordt best gemeten in de ochtend kort na het ontwakken, in liggende houding, wanneer het lichaam nog volledig ontspannen is. Gebruik uw duim en wijsvinger om uw linker pols of halslagader te meten, door het tellen van de hartslag gedurende 15 seconden en het aantal te vermenigvuldigen met 4. Of gebruik een pulsmonitor.

## MAN

FITNESS	LEEFTIJD					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Athletisch	49-55	49-54	50-56	50-57	51-56	50-55
Uitstekend	56-61	55-61	57-62	58-63	57-61	56-61
Goed	62-65	62-65	63-66	64-67	62-67	62-65
+ Boven het gemiddelde	66-69	66-70	67-70	68-71	68-71	66-69
Gemiddeld	70-73	71-74	71-75	72-76	72-75	70-73
- Onder het gemiddelde	74-81	75-81	76-82	77-83	76-81	74-79
Slecht	82+	82+	83+	84+	82+	80+

## VROUW

FITNESS	LEEFTIJD					
	18-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65+
Athletisch	54-60	54-59	54-59	54-60	54-59	54-59
Uitstekend	61-65	60-64	60-64	61-65	60-64	60-64
Goed	66-69	65-68	65-69	66-69	65-68	65-68
+ Boven het gemiddelde	70-73	69-72	70-73	70-73	69-73	69-72
Gemiddeld	74-78	73-76	74-78	74-77	74-77	73-76
- Onder het gemiddelde	79-84	77-82	79-84	78-83	78-83	77-84
Slecht	85+	83+	85+	84+	84+	84+

# Garantievoorwaarden

Indien tijdens de inspectie van het product door de verkoper blijkt dat de garantievordering betrekking heeft op een defect dat niet gedekt is door de garantie of dat de garantieperiode is verstreken, dan zullen de kosten van de inspectie en de reparatie voor rekening van de klant zijn.

De dealer garandeert de wettelijke garantietermijn die aangegeven is op de bijgesloten productbeschrijving. De garantie is geldig vanaf de datum van aankoop. De aankoopsdatum wordt bepaald door de kassabon.

De dealer zal defecte producten die in Duitsland zijn geregistreerd, kosteloos herstellen of vervangen. Onderdelen onderhevig aan slijtage en scheur zijn niet gedekt. Om uw claim te doen gelden, stuurt u het defecte product eenvoudigweg terug met de aankoopbon vóór het einde van de garantieperiode.

De garantie is niet geldig indien vastgesteld wordt dat het defect opgetreden is door bijvoorbeeld externe invloed of als gevolg van een reparatie of wijziging die niet door de fabrikant of een erkende dealer werd uitgevoerd.

De door de verkoper toegekende garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van het product. In het kader van die garantie, kan de fabrikant of de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of onaangepast gebruik van het product.

Indien bij de inspectie van het product door de verkoper blijkt dat de garantievordering betrekking heeft op een defect dat niet gedekt is door de garantie of indien de garantieperiode verstreken is, dan zijn de inspectie- en reparatiekosten voor rekening van de klant.



Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Duitsland  
info@casada.com | www.casada.com

Copyright afbeeldingen en teksten vallen onder het copyright van Casada International GmbH en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke akkoord.

Copyright © 2017 Casada International GmbH. Alle rechten voorbehouden.





