




relaxmyway

NECK MASSAGER II

MASSAGE TOESTEL MASSAGE DEVICE

NECK MASSAGER II

MESSAGE TOESTEL MESSAGE DEVICE



PRECIEZE MASSAGE

Spierspanning heeft veel oorzaken. Het is vooral pijn in de schouder / nek wat ons bewegingsvermogen beperkt en werkt als een blokkade voor het hoofd, wat kan leiden tot hoofdpijn en / of rugpijn.

De NECK MASSAGER II is ontwikkeld om precies dit probleem tegen te gaan. Het combineert knedende massage technieken met zijn verwarmingsfunctie. Bestemd voor gebruik op de plaats waar de pijn vandaan komt door b.v. lange uren zittend op kantoor of op de bureau.

PINPOINT MESSAGE

Muscle tension has many causes. It is particularly pain in the shoulder / neck area which limits our movement ability and acts as a blocker to the head, which can lead to headaches and / or back pain.

The NECK MASSAGER II was developed to counteract exactly this problem. It combines kneading massage techniques with its heating function. Intended for the use at the exact point where the pain originates from, e.g. long hours sitting in the office or at the desk.



TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

APPLICATION POSSIBILITIES



De massagekoppen, die instelbaar zijn in twee richtingen maken de spieren los en ontspannen ze tegelijkertijd. De activeerbare verwarmingsfunctie creëert een nauwkeurige opwarming van het te masseren gebied, waardoor de spieren ontspannen en je de pijn in de nek verlicht. Zo worden de nekspieren gestimuleerd wat een therapeutisch effect heeft op de zenuwen en wervels. De druk en intensiteit van de massage kan individueel aangepast worden door aan de lussen te trekken.

The massage heads, which are adjustable in two directions, loosen and relax the muscles. The activatable heating function creates a precise warming of the tense area, which enables relaxation of the muscles and relief of pain in the neck area. Thus, the neck muscles are stimulated which has a therapeutic effect on the nerves and vertebra. The pressure and intensity of the massage can be individually adjusted by pulling the loops.



TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA


Toestel device	Neck Massager II
Afmetingen product measurements	41 x 52 x 15,5 cm
Gewicht weight	1,5 kg
Spanningsadapter Ingang power source input	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Spanningsadapter Uitgang power source output	DC 12V, 2A
Nominaal vermogen rated power	24 Watt
Automatische looptijd automatic runtime	15 minuten minutes
Certificaten certificates	CE PC   



KNEDEN KNEADING

Huid en spieren zijn ofwel gevouwen en gekneed tussen de duim en de wijsvinger of met beide handen. Deze massage techniek wordt vooral gebruikt om de spanning te verlichten.

Skin and muscles are either clasped and kneaded between the thumb and the index finger or with both hands. This massage technique is used in particular to ease tension.



VERWARMING HEATING

Een diep doordringende en warmte uitstralend effect waarin men perfect kan ontspannen. Deze functie is vooral gunstig bij spanning op de spieren vanwege het diepreikend effect.

A deep penetrating and heat-radiating effect in which one can perfectly relax. This function is particularly beneficial for muscle tension due to the deep reaching effect.



OMGEKEERD REVERSE

De omgekeerde functie verandert de richting van de massagekoppen. The reverse function changes the direction of the massage heads.



AUTOMATISCH AUTOMATIC

Een speciaal ontwikkeld automatisch programma voor het hele lichaam, dat verschillende massagetechnieken aanbiedt. Daarnaast je kunt ook de verwarmingsfunctie aanzetten als je dat wenst.

A specifically developed automatic program for the whole body, which offer different massage techniques. Additionally you can also turn on the heating function, if you'd like.



AUTO ADAPTER CAR ADAPTER

De handige auto-adapter maakt uw massage apparaat draagbaar. The handy car adapter makes your massage device portable.