


QUATTROMED V


MASSAGE TOESTEL

< time**to**relax

 **braintronics**[®]
brainwave stimulation system


 **CASADA**[™]
healthcare

EXTRA'S



BRAINTRONICS®

Braintronics®-technologie synchroniseert je hersengolven door audio stimulatie. Gecombineerd met een speciaal ontwikkeld massageprogramma zal uw lichaam kunnen ontspannen.



ROLLING

Aangename afwisseling tussen ontspanning en het vrijgeven van de spieren - ook perfect geschikt voor een ultieme massage, voor ontspanning en herstel van de spieren.



SNELHEID

Massage snelheid is instelbaar.



VIBRATIE

De vibratie-instelling verplaatst delen van de lichaam met gelijke vibraties, welke dieper in de spieren doordringen. Deze stimuleert de circulatie van de spieren.



TAPPING

Korte tikbewegingen worden uitgevoerd met de rand van de hand, de palm of de vuist. Dit bevordert de bloedcirculatie in de huid en verzacht gespannen spieren. Als de tikkingen worden uitgevoerd op longhoogte, kan dit de afgifte van slijm in de longen verbeteren.



JADE VERWARMING

Jade is een natuurlijke geleider van warmte. Deze hoogwaardige jade-stenen, doelbewust geïntegreerd in de massagekoppen, geven diepe warmte en een ontspannen effect.



AUTOMATISCH

Specifically developed automatic programmes for the whole body, which offer a big range of different massage techniques. Additionally you can also turn on the heating function, if you'd like.




SHIATSU

Shiatsu (vingerpers) is een vorm van lichaamstherapie afkomstig uit Japan. De massagetechniek bestaat uit zachte, ritmische, verre bereiken van rekken en rotaties. Het doel van Shiatsu is het stimuleren van afzonderlijke delen van het lichaam en om de spieren te mobiliseren.



SPOT

De massagekoppen kunnen een massage geven op een specifieke plek.



BREEDTE

De afstand tussen de beide massages koppen kunnen worden ingesteld (smal, medium en breed).




HOOGTE

Het regelen van de hoogtelimiet van de massage techniek kan in twee stappen gebeuren.



3D MASSAGE

In deze nieuwe techniek, beweegt de massage-robot niet alleen naar boven en naar beneden, maar ook vooruit en achteruit.





braintronics®

brainwave stimulation system

Het menselijk brein is een complex orgaan bestaande uit miljoenen kleine zenuwcellen, neuronen genoemd. Elke cel produceert constant kleine elektrische impulsen. Elke gedachte, elk geluid en elke indruk, alles wordt overgedragen en gecommuniceerd door die kleine elektrische impulsen. Elektriciteit is als het ware de taal van de hersenen. De som van die impulsen kan worden gedetecteerd en schematisch weergegeven, bijv. door een EEG te gebruiken. In kaart gebracht op een grafiek vormt deze elektrische activiteit een golf-achtig patroon, bekend als hersengolven.

Met braintronics®, combinatie van audio-stimulatie en geleide meditatie met een rustgevende massage, kunnen deze hersengolven worden gestimuleerd om verschillende staten van ontspanning in de hersenen te bereiken. Of je je concentratie nu duurzaam wilt verbeteren of gewoon jezelf wilt ontspannen en verwennen - alles is mogelijk met een massage-apparaat van de Casada-familie.

LICHAAM + GEEST





QUATTROMED V




BEGELEIDE MEDITATIE -

JADE VERRIJKTE MASSAGEKOPPEN – DIEPE VERWARMINGSTHERAPIE – 3D MASSAGE - HOOGTE AANPASSING


Met de QUATTROMED V braintronics® kun je ontsnappen aan het dagelijks leven en dompel je jezelf onder in een hele nieuwe wereld van massage.

Sta jezelf toe gemasseerd te worden door gevoelige en energetische massagekoppen en een intelligente 3D-massagetechnologie. De regelbare diepe verwarmingstherapie, plus twee massagekoppen verrijkt met

gecertificeerde jade, hebben een positief effect op gespannen spieren en gewrichten. Om te helpen de bloedsomloop te verbeteren en stimuleren van het lymfatisch systeem, kan je eenvoudig de stimulerende trillingen met behulp van de afstandsbediening veranderen. De QUATTROMED 5 braintronics® kan ook worden aangepast aan verschillende lichaamsmaten met zijn mogelijkheid tot aanpassing van de hoogte.



GEÏNTEGREERDE STIJL
ONTSPANNING IN HET DAGELIJKSE LEVEN:
HET IS MAKKELIJK!



TECHNISCHE GEGEVENS

Toestel	Quattromed V BT
Afmetingen	backrest 45 x 75 x 20 cm seat section 45 x 7,5 x 42 cm
Gewicht	10 kg
Stroombron	input 110-240 V ~ 50/60 Hz output 24 V, 2,5 A
Nominaal vermogen	60 W
Looptijd	15 minuten
braintronics®	21 minuten

Certificaten



BESCHIKBARE KLEUREN



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.com