



< timeto relax

# TAPPYMED III MASSAGE APPARAAT MASSAGE DEVICE



## SILICONE MASSAGEKOPPEN

- > Zachte borstelmassage voor gevoelige hoofdhuid
- > gerichte eenvingerige drukmassage
- > geregleerde selectieve drievingerige drukmassage
- > diepe, effectieve handhielmassage

## SILICONE ATTACHMENT

- > gentle brush massage for sensitive scalp
- > targeted one-finger pressure massage
- > regulated selective three-finger pressure massage
- > deep effective heel of hand massage



### UNIEK, PRACTISCH EN VEELZIJDIG!

Met zijn eindeloos variabele snelheid ontspant Tappymed III de spieren en laat het de spanning los.

Met hun innovatieve ontwerp verzachten vier uniek gevormde siliconenhulpstukken de zenuwen en bevorderen ze de gezonde doorstroming van de bloedsomloop. Dit effect wordt verder verbeterd door de extra opwarmfunctie.

U zult de verbazingwekkende voordelen al na uw eerste ervaring beginnen te voelen. U zult verbaasd zijn hoe precies Tappymed III met zijn contourvorm elk gespannen deel van uw lichaam bereikt. De Tappymed III is ruimtebesparend, handig en perfect ontworpen en zet nieuwe maatstaven op het gebied van design en ergonomie.


### UNIQUE PRACTICAL AND VERSATILE!

With its infinitely variable speed, Tappymed III relaxes the muscles and releases Tension. With their innovative design, four uniquely shaped silicon attachments soothe the nerves and promote the healthy flow of the circulatory system.

This effect is further improved by the additional heating function. You'll begin to feel the astounding benefits even after your first experience.

You'll be surprised how precisely Tappymed III reaches every tense part of your body with its contoured shape. Space-saving, handy and perfectly engineered, Tappymed III sets new standards in design and ergonomics.

## TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN APPLICATION POSSIBILITIES



## TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA

Apparaat device	Tappymed III
Afmetingen measurements	410 x 87 x 132 mm
Gewicht weight	1,1 kg
Stroombron power source	AC 200 V ~ 50 Hz , 100 mA
nominaal vermogen rated power	25 Watt
Toerental Min/Max RPM Min/Max	1250 – 2500 rpm
certificaten certificates	CE, PC, RoHS, CERTIFIED



## EXTRA'S SPECIALS



### JADE VERWARMING | JADE HEATING

Jade is een natuurlijke opslagplaats en geleider van warmte. Deze hoogwaardige jade stenen, doelgericht geïntegreerd in de massagekoppen, geven diepe warmte en een ontspannend effect.

Jade is a natural store and conductor of heat. These high-quality jade stones, purposefully integrated in the massage heads dispense deep warmth and a relaxing effect.



### TAPPEN | TAPPING

Korte, tikkende bewegingen worden uitgevoerd met de rand van de hand, de palm of de vuist. Dit bevordert de doorbloeding van de huid en verzacht gespannen spieren. Als het tikken op longhoogte wordt uitgevoerd, kan dit het vrijkomen van slijm in de long verbeteren.

Short, tapping movements are performed with the edge of the hand, the palm or the fist. This promotes blood circulation in the skin and softens tense muscles. If tapping is performed at lung height, this can improve the release of mucus in the lung.



### SNELHEID | SPEED

De snelheid van massage is instelbaar.

Massage speed is adjustable.

