


ALPHASONIC II



DESIGN RAFFINÉ  
ET DÉTENTE HORS-NORME



# ALPHASONIC II

FAUTEUIL MASSANT

time to relax



## La prochaine étape vers la perfection – AlphaSonic II de Casada

AlphaSonic II associe une technologie de pointe à une qualité éprouvée, afin de vivre des moments de détente inédits. Le nouveau fauteuil massant premium de la marque Casada se distingue grâce à son assise large et son design extrêmement créatif. Les microfibres durables et écologiques, composées de cuir et polyuréthane, ne sont pas seulement agréables au toucher, mais facilitent également le nettoyage du produit, et procurent un confort d'assise incomparable.

Avec l'aide du panneau de démarrage rapide, vous pouvez réaliser très facilement tous les réglages élémentaires, et poser tranquillement la télécommande à vos côtés.

L'application **braintronics®** permet de se détendre totalement, en toute simplicité. Accordez-vous le rêve de vous couper d'un quotidien agité, et laissez votre corps et votre esprit se décontracter.



## DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions debout	81 x 119 x 147 cm
Dimensions couché	81 x 92 x 176 cm
Poids	96 kg
Tension	220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance nominale	150 W
Durée de fonctionnement	20 minutes
braintronics®	21 minutes
Certificats	CE, PCF, X, CERTIFIED

COULEURS DISPONIBLES	
crème   marron	gris   noir
crème	noir
rouge   noir	



Largeur de l'assise 50 cm | Largeur de la zone des épaules (intérieur) 60 cm



Casada France  
41 rue du Docteur Rémond  
78730 Saint Arnoult en Yvelines  
Tél: 01 34 85 59 25  
Showroom  
ZAC Courtaboeuf 9  
Adhika Parc  
16 rue du Zéphyr  
91140 Villejust





## PARTICULARITÉS



### BRAINTRONICS®

La technologie Braintronics® synchronise vos ondes cérébrales à l'aide de la stimulation audio. En combinaison avec votre programme de massage développé spécialement pour délivrer votre corps des tourments du stress. Que vous vouliez vous détendre, rêver ou apprendre, tout est possible.



#### SHIATSU

Le shiatsu (pression des doigts) est une forme de thérapie corporelle inventée au Japon. Cette technique consiste en des étirements et rotations rythmés et doux à la fois dont les effets sont particulièrement puissants. L'objectif du shiatsu est de stimuler des points précis du corps et de mobiliser les muscles.



#### MASSAGE 2D

Le mécanisme de massage 2D donne au fauteuil de massage les mensurations de votre dos et peut également détecter la position exacte des sections de votre colonne vertébrale.



#### PÉTRIR

La peau et les muscles sont apaisés et massés soit entre le pouce et l'index, soit à l'aide des deux mains. Cette technique de massage est avant tout employée pour faire disparaître les contractures.



#### FRAPPER

Donner des coups légers avec les mains en creux permet de stimuler l'irrigation de la musculature et de raffermir le tissu conjonctif tout en réduisant les contractions.



#### MARTELER

Le MARTELER consiste à exécuter de courts mouvements pulsatifs avec le bord ou le plat de la main ou avec le poing. Cette technique favorise l'irrigation sanguine de la peau et soulage les muscles tendus. Si elle est mise en œuvre à hauteur des poumons, elle permet de fluidifier les bronches.



#### PÉTRIR & FRAPPER

Un massage combinant PÉTRIR et FRAPPER.



#### ROULEMENT

Une technique qui alterne agréablement contraction et détente de la musculature pour un effet apaisant et relaxant. Cette technique est souvent mise en œuvre à la fin d'un massage dans le but de relaxer les muscles et de provoquer une sensation de repos.



#### CHALEUR PAR CARBONE

La chaleur infrarouge carbone agissant en profondeur dilate les vaisseaux sanguins, l'irrigation sanguine augmente et le tonus musculaire se réduit. En outre, elle exerce un effet exceptionnellement bienfaisant sur les cellules nerveuses signalant la douleur au cerveau.



#### GUA SHA

Gratter en appuyant légèrement ouvre les vaisseaux sanguins superficiels et stimule l'irrigation. GuaSha s'utilise combiné avec de l'acupression pour provoquer un stimulus supplémentaire via les «points Shu», stimulus qui apaise les douleurs.



#### PRESSION PNEUMATIQUE

Des coussins qui se remplissent d'air puis expulsent celui-ci provoquent un mouvement de pompe générant des réflexes musculaires naturels. Cette technique s'avère aussi particulièrement bienfaisante pour les pieds et les mollets.



#### FORME EN L

Massage en profondeur de la totalité du corps, depuis la nuque jusqu'aux fesses.



#### FORME EN S

Avec ce programme automatique, des têtes de massage disposées très près du corps traitent l'ensemble du dos jusqu'aux fesses. La mécanique en forme de S est inspirée de la forme naturelle de la colonne vertébrale.



#### COMPACT

Pour la position allongée, le fauteuil avance vers l'avant, ne nécessitant ainsi que 5 cm de distance par rapport au mur. Gain de place et confort assurés!



#### SANS GRAVITÉ

Cette position développée pour les astronautes vous fait ressentir une « sensation d'apesanteur ».



#### COUSSINS REGLABLES

Au besoin, un coussin double peut être installé pour réduire l'intensité de massage à la nuque et aux épaules.



#### AUTOMATIQUE

9 Programmes automatiques développés spécialement pour tout le corps offrent une large gamme de différentes techniques de massage. Ce faisant, la fonction chaleur/chauffage peut être activée au choix.



#### MÉMOIRE

Avec la fonction intelligente MÉMOIRE, votre fauteuil de massage se souvient précisément de votre massage préféré et démarre directement sans réaliser le scan. Les touches (M1 & M2) vous permettent d'enregistrer deux programmes différents.



#### ZONE DU DOS

Un espace de massage individuel utilisable pour toutes les tailles.



#### REPOSE-PIEDS REGLABLE

Le repose-pied peut être allongé et s'adapte ainsi individuellement à toutes les tailles de corps.



#### POSITION COUCHE

Régler le dossier et le repose-pied contribue à trouver la position de bien-être personnelle du corps.



#### REGLAGE AU NIVEAU DES EPAULES

Les têtes de massage au niveau des épaules peuvent être déplacées vers le haut ou vers le bas.



#### INTENSITE DE L'AIR COMPRIME

L'intensité du massage par airbag peut être réglée.



#### ZONE D'AIR

Massage Airbag pour 3 zones (tout le corps bras et jambes, bas du corps).



#### POINT

Les têtes de massage peuvent masser ponctuellement.



#### VITESSE

La vitesse de massage est réglable.



#### LARGEUR

La distance entre les deux têtes de massage peut être réglée (étroit, moyen, large).



#### POINTS D'ACUPRESSION

Points d'acupression majeurs sont massés.



#### MUSIQUE

La musique assure une détente et un plaisir encore plus intenses.



#### BLUETOOTH

Transmission de données sans fil.



#### SENSATION D'UN MASSAGE MANUEL

Les têtes de massage spécialement développées rappellent ici les mouvements de main d'un masseur. Elles peuvent s'étendre dans un angle maximal de 41 degrés jusqu'à atteindre 6,5cm et masser efficacement les vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires comme une main.



#### O2 IONIZER

Les polluants sont neutralisés dans l'air ambiant, ce qui vous permet de respirer de l'oxygène pure durant le massage.



#### CHARGEUR USB

Tandis que vous vous faites masser en toute décontraction, l'alimentation USB intégrée peut être alimentée en courant grâce à votre smartphone par exemple.



#### ACCÈS RAPIDE

La fonction de démarrage rapide située dans l'accoudoir permet de contrôler les fonctions essentielles en un mouvement.



#### YOGA

Un massage roulant ciblé active votre corps et a un effet revigorant sur tout l'organisme.



#### ZONES RÉFLEXE

La réflexologie régénère la musculature des pieds et a un effet harmonisant sur presque tous les organes corporels.

# braintronics®

## brainwave stimulation system

Le cerveau humain est un organe complexe, constitué d'innombrables cellules nerveuses, également appelées «neurones». Chaque cellule produit constamment d'infimes impulsions électriques. Chaque pensée, chaque son et chaque impression est transmis par ces petites impulsions électriques ; il s'agit, pour ainsi dire, du «langage du cerveau». Toutes ces impulsions peuvent être représentées sous forme d'onde. Ces ondes sont appelées les ondes cervicales.

Avec l'association de la stimulation audio **braintronics®**, d'une méditation guidée et d'un massage bien-être, le cerveau peut adopter différents états de détente grâce à la stimulation des ondes cérébrales. Que vous souhaitiez durablement mieux vous concentrer, vous détendre ou prendre soin de vous : tout est possible avec un fauteuil massant de la marque Casada.



ALPHASONIC II



CASADA  
HEALTHCARE