


BETASONIC II



Le polyvalent compact – BetaSonic II par Casada

Une promenade parmi les fonctions de rêve du BetaSonic II vaut toujours la peine. Peu encombrant et compact, il ne manque pas fonctionnalités. D'une qualité fiable et fabriqués dans des matériaux durables, il est un compagnon fidèle et élégant issu de la famille des fauteuils de massage Casada.

Une télécommande à la disposition claire vous assiste avec compréhension et style parmi les programmes automatiques de massage et vous présente les possibilités illimitées des particularités du fauteuil de massage BetaSonicII actionnables manuellement.



ADORABLES TOUCHES DE DESIGN ACCOMPAGNÉES
D'UNE EXPRESSION ÉTONNAMMENT COMPACTE



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions debout	76 x 110 x 143 cm
Dimensions couché	76 x 98 x 168 cm
Poids	92 kg
Tension	220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance nominale	150 W
Durée de fonctionnement	20 minutes
braintronics®	21 minutes
Certificats	CE PCF X CERTIFIED

COULEURS DISPONIBLES:



Largeur de l'assise 48 cm | Largeur de la zone des épaules (intérieur) 55 cm




Casada France
41 rue du Docteur Rémond
78730 Saint Arnoult en Yvelines
Tel: 01 34 85 59 25
Showroom
ZAC Courtaboeuf 9
Adhika Parc
16 rue du Zéphyr
91140 Villejust

BETASONIC II

FAUTEUIL MASSANT

time**to**relax



PARTICULARITÉS



BRAINTRONICS®
La technologie braintronics® synchronise vos ondes cérébrales à l'aide de la stimulation audio. En combinaison avec votre programme de massage développé spécialement pour délivrer votre corps des tourments du stress. Que vous vouliez vous détendre, rêver ou apprendre, tout est possible.



SHIATSU
Le shiatsu (pression des doigts) est une forme de thérapie corporelle inventée au Japon. Cette technique consiste en des étirements et rotations rythmés et doux à la fois dont les effets sont particulièrement puissants. L'objectif du shiatsu est de stimuler des points précis du corps et de mobiliser les muscles.



MASSAGE 2D
Le mécanisme de massage 2D donne au fauteuil de massage les mensurations de votre dos et peut également détecter la position exacte des sections de votre colonne vertébrale.



PÉTRIR
La peau et les muscles sont apaisés et massés soit entre le pouce et l'index, soit à l'aide des deux mains. Cette technique de massage est avant tout employée pour faire disparaître les contractures.



FRAPPER
Donner des coups légers avec les mains en creux permet de stimuler l'irrigation de la musculature et de raffermir le tissu conjonctif tout en réduisant les contractions.



PÉTRIR & FRAPPER
Un massage combinant PÉTRIR et FRAPPER.



MARTELER
Le MARTELER consiste à exécuter de courts mouvements pulsatifs avec le bord ou le plat de la main ou avec le poing. Cette technique favorise l'irrigation sanguine de la peau et soulage les muscles tendus. Si elle est mise en œuvre à hauteur des poumons, elle permet de fluidifier les bronches.



TRACTION ARTHROSE
La traction est une pression douce roulante. Elle stimule le cartilage pour favoriser le transport des liquides, mieux absorber les nutriments et apaiser les douleurs liées à l'arthrose.



ROULEMENT
Une technique qui alterne agréablement contraction et détente de la musculature pour un effet apaisant et relaxant. Cette technique est souvent mise en œuvre à la fin d'un massage dans le but de relaxer les muscles et de provoquer une sensation de repos.



CHALEUR PAR CARBONE
La chaleur infrarouge carbone agissant en profondeur dilate les vaisseaux sanguins, l'irrigation sanguine augmente et le tonus musculaire se réduit. En outre, elle exerce un effet exceptionnellement bienfaisant sur les cellules nerveuses signalant la douleur au cerveau.



GUA SHA
Gratter en appuyant légèrement ouvre les vaisseaux sanguins superficiels et stimule l'irrigation. GuaSha s'utilise combiné avec de l'acupression pour provoquer un stimulus supplémentaire via les « points Shu », stimulus qui apaise les douleurs.



PRESSION PNEUMATIQUE
Des coussins qui se remplissent d'air puis expulsent celui-ci provoquent un mouvement de pompe générant des réflexes musculaires naturels. Cette technique s'avère aussi particulièrement bienfaisante pour les pieds et les mollets.



FORME SL
Grâce à la technologie de rails en courbe éprouvée, rallongée, à forme « SL » et issue du « Human Engineering », la portée de la technique de massage atteint 135 cm. Cette méthode permet un massage individuel de tout le corps, allant de la tête aux cuisses, et soutient le maintien de la colonne vertébrale à forme en S.



COMPACT
Pour la position allongée, le fauteuil avance vers l'avant, ne nécessitant ainsi que 5 cm de distance par rapport au mur. Gain de place et confort assurés!



SANS GRAVITÉ
Cette position développée pour les astronautes vous fait ressentir une « sensation d'apesanteur ».



COUSSINS REGLABLES
Au besoin, un coussin double peut être installé pour réduire l'intensité de massage à la nuque et aux épaules.



AUTOMATIQUE
Programmes automatiques développés spécialement pour tout le corps offrent une large gamme de différentes techniques de massage. Ce faisant, la fonction chaleur/chauffage peut être activée au choix.



MÉMOIRE
Avec la fonction intelligente MÉMOIRE, votre fauteuil de massage se souvient précisément de votre massage préféré et démarre directement sans réaliser le scan. Les touches (M1 & M2) vous permettent d'enregistrer deux programmes différents.



ZONE DU DOS
Un espace de massage individuel utilisable pour toutes les tailles.



REGLAGE AU NIVEAU DES EPAULES
Les têtes de massage au niveau des épaules peuvent être déplacées vers le haut ou vers le bas.



REPOSE-PIEDS REGLABLE
Le repose-pied peut être allongé et s'adapte ainsi individuellement à toutes les tailles de corps.



POSITION COUCHE
Régler le dossier et le repose-pied contribue à trouver la position de bien-être personnelle du corps.



INTENSITE DE L'AIR COMPRIME
L'intensité du massage par airbag peut être réglée.



ZONE D'AIR
Massage Airbag pour 3 zones (tout le corps bras et jambes, bas du corps).



POINT
Les têtes de massage peuvent masser ponctuellement.



VITESSE
La vitesse de massage est réglable.



POINTS D'ACUPRESSION
Points d'acupression majeurs sont massés.



YOGA
Un massage roulant ciblé active votre corps et a un effet revigorant sur tout l'organisme.



BLUETOOTH
Transmission de données sans fil.



SENSATION D'UN MASSAGE MANUEL
Les têtes de massage spécialement développées rappellent ici les mouvements de main d'un masseur. Elles peuvent s'étendre dans un angle maximal de 41 degrés jusqu'à atteindre 6,5cm et masser efficacement les vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires comme une main.



LARGEUR
La distance entre les deux têtes de massage peut être réglée (étroit, moyen, large).



Le cerveau humain est un organe complexe, constitué d'innombrables cellules nerveuses, également appelées « neurones ». Chaque cellule produit constamment d'infimes impulsions électriques. Chaque pensée, chaque son et chaque impression est transmis par ces petites impulsions électriques ; il s'agit, pour ainsi dire, du « langage du cerveau ». Toutes ces impulsions peuvent être représentées sous forme d'onde. Ces ondes sont appelées les ondes cervicales.

Avec l'association de la stimulation audio **braintronics®**, d'une méditation guidée et d'un massage bien-être, le cerveau peut adopter différents états de détente grâce à la stimulation des ondes cérébrales. Que vous souhaitiez durablement mieux vous concentrer, vous détendre ou prendre soin de vous : tout est possible avec un fauteuil massant de la marque Casada.

